

PADOVA

PONTE DI BRENTA Via Bravi, 51 Tel. 049 622.52.11
CENTRO Via Del Soncin, 38 Tel. 049 87.55.499
SCROVEGNI Via Berchet, 8/A Tel. 049 87.59.311
GUIZZA Via Allieri, 13 Tel. 049 68.73.00
ALBIGNASEGO Via Barbarigo, 9 Tel. 049 86.25.966
PIAZZOLA S.B. Via Ing. allo Jufficio, 1 Tel. 049 96.00.680

VENEZIA

MARGHERA Via Paolucci, 36 Tel. 041 92.08.11
MIRA Via Bologna, 5/A Tel. 041 42.47.00
DOLO Via Garibaldi, 52 Tel. 041 41.24.36

DIRETTORE SANITARIO: Dott. Girolamo Pavanello

UROFLUSSOMETRIA

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI

Cos'è

Studio del flusso urinario durante l'emissione di urina (minzione) con misurazione della quantità emessa nell'unità di tempo (flusso urinario). L'esame misura quantitativamente e qualitativamente la minzione ed è particolarmente significativo nella valutazione del paziente affetto da ipertrofia prostatica o da patologie organiche e/o funzionali che possono causare ostruzione delle basse vie urinarie.

Indicazioni

1. Pazienti che riferiscono disturbi della minzione, tra i quali difficoltà ad urinare ed a svuotare la vescica; mitto di scarsa intensità, diviso od intermittente; urgenza minzionale, incontinenza urinaria; gocciolamento postminzionale.
2. Pazienti che devono effettuare una terapia medica o un intervento chirurgico riguardanti l'apparato genito-urinario.
3. Monitoraggio dei risultati di un terapia riguardante patologie dell'apparato genito-urinario.

Preparazione

Non occorre che il paziente sospenda eventuali terapie farmacologiche in atto.

60-120 minuti prima dell'esame occorre eseguire quanto segue:

- svuotare la vescica;
- bere 0,5-1 litro d'acqua non-gassata, così da favorire il riempimento vescicale;
- trattenere le urine fino al momento dell'esecuzione dell'esame.

Qualora al momento dell'esame il paziente avvertisse la sensazione di un eccessivo riempimento vescicale, dovrà riferirlo al medico ed eventualmente svuotare in parte la vescica prima dell'esecuzione dell'uroflussometria.

Come si esegue

Una volta inseriti i dati del paziente, egli verrà accompagnato nella toilette dedicata. Il paziente dovrà urinare nell'imbuto raccogliatore collegato ad una specifica apparecchiatura (uroflussometro) non appena vedrà comparire la luce VERDE, come fosse un normale water. Potrebbe essere necessario ripetere la procedura in base ai risultati estemporanei.

Finito l'esame

Il paziente può tornare a casa e riprendere le normali attività quotidiane. Il referto potrà essere ritirato secondo le consuete modalità della Struttura.

Gruppo Pavanello Sanità*La Direzione Sanitaria*

MD-POL-02 00